



MASQUE BARRIÈRE

EN TISSU HOMOLOGUÉ AFNOR SPEC S76-001 : 2020

Ce masque est **strictement adapté à la crise sanitaire** liée au COVID19. Masque de protection catégorie 2 (UNS 2) à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques.

PERFORMANCES :

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

- Efficacité de filtration des particules de $3 \mu\text{m}$: > 70%
- Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > $96 \text{ L.m}^2.\text{S}^{-1}$ pour une dépression de 100 Pa

UTILISATION :

- Le temps de port du masque est limité à 4 heures.

COMPOSITION :

- Masque polycoton - double couche - 2 liens élastiques

STOCKAGE :

- Masques non utilisés à stoker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETENIR MON MASQUE

Après utilisation, le masque doit être isolé dans un sac avant d'être lavé.

Masque textile lavable environ 50 fois, le cycle complet de lavage doit être de 30 minutes minimum à 60° . Séchage mécanique, repassage à 130°C .

BIEN METTRE MON MASQUE



Se laver les mains au moins 30 secondes (SHA ou eau/savon).



Passer les élastiques derrière les oreilles pour le maintenir.



Ajuster le bas du masque sur le menton et vérifier qu'il le couvre bien.

PRÉCAUTION

Ce masque barrière n'exonère aucunement l'utilisateur de l'application systématique des gestes barrières, qui sont essentiels, ainsi que des règles de distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales.

LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS VOUS FOURNIT CE MASQUE EN TISSU HOMOLOGUÉ AFNOR

